

Produktdatablad

Produktnavn Mediplast, kanisterholder til skinne, aluminium, 20 mm x 40 mm

Mediq varenr.: 50045072

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	6057818
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	25 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06418685818027
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	4 cm	7 cm	0.104 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk