

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Rapid,
sutur, ufarvet, 45 cm, PS-2 nål,
steril, 3-0**

Mediq varenr.: 50045078

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	MPVR4970H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031075126
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.252 kg



MEDIQ *at the heart of healthcare*

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk