

Produktdatablad

Produktnavn Vacusera, blodprøve
glas, lys lilla, K2 EDTA, steril, 5/2
ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045096



Specifikationer

Ref.nummer	234602DLL
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	IVDR (2017/746)
Oprindelsesland	TURKEY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	16 cm	16 cm	0.614 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk