

Produktdatablad

Produktnavn Dækglas, til objektglas, 18 mm x 18 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045113



Specifikationer

Ref.nummer	1051801
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	12 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	6 cm	15.5 cm	0.18 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk