

Produktdatablad

Produktnavn P3 afdækning, Ultralyd probe, med gel, steril, 127 mm x 1.5 m

Mediq varenr.: 50045143

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	ULT 127-150T-G
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.2 cm	22 cm	32.5 cm	1.381 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk