

Produktdatablad

Produktnavn SOMNOtouch RESP,
Fingersensor, soft, silikone, 1,3 m,
large

Mediq varenr.: 50045295

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	TOS060
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	13 cm	11 cm	0.58 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk