


Produktdatablad

Produktnavn SOMNOtouch RESP,
Fingersensor, Soft silicone, 1,3 m,
medium

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045299



Specifikationer

Ref.nummer	TOS064
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	5 cm	10 cm	0.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk