

Produktdatablad

Produktnavn Peristeen Light, sæt med 175 ml vandbeholder og 15 konuskatetre

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045367



Specifikationer

Ref.nummer	29170
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk