

Produktdatablad

Produktnavn Irrimed, konus til
irrigation, hvid, med transparent
slange, 1,3 m

Mediq varenr.: 50045449

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1999911456
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	20 cm	22 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk