

Produktdatablad

Produktnavn Irrimed Classic Stoma, irrigationssæt med vandbeholder, batteridrevet

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045455



Specifikationer

Ref.nummer	1999911301
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.5 cm	19 cm	18.6 cm	1.639 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk