

# Produktdatablad

## Produktnavn Vygon, Dobbellumen PVC ventrikelsonde, 120 cm , steril , FR 14

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045548



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 340.14                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk                            |
| Colli                     | 18 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | FRANCE                            |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 10 cm  | 9.5 cm | 38.5 cm | 0.351 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)