

Produktdatablad

Produktnavn Omron, M7 intelli IT AFib digital blodtryksmåler, armomkreds 22-42 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045619



Specifikationer

Ref.nummer	HEM-7380T1-EBK
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
23 cm	12 cm	16 cm	0.75 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk