

Produktdatablad

Produkt navn Omron, M2 intelli IT+ digital blodtryksmåler, armomkreds 22-42 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045621



Specifikationer

Ref.nummer	HEM-7146T2-EBK
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	JAPAN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.75 kg