

Produktdatablad

Produktnavn **Dr. Mach, Poti inkl.
adapter til håndtag
LED120/130/150 F**

Mediq varenr.: 50045648

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	72140015
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk