

Produktdatablad

Produktnavn Dr. Mach, Sikringshylster fjederarm Swing (LED) R5010, blå

Mediq varenr.: 50045652

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	74013122
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk