


Produktdatablad

Produktnavn 365, lampehåndtagsbeskytter universal, steril

Mediq varenr.: 50045715

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	14-1683365
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	2 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	INDIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
35 cm	31 cm	40 cm	3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk