



Adozan ThiClear

Fortykkingsmiddel

Adozan ThiClear er et letopløseligt smagsløst fortykningsmiddel velegnet til at fortykke varme, kolde drikke og flydende retter.

Adozan ThiClear er drøj i brug og eftertykner ikke. Er amylaseresistent og bevarer dermed samme konsistens under synkning.

Ingredienser: Maltodextrin, xanthan (E145) og guar gum, Kosher og halal certificeret

Anvendelse: I kolde og varme drikke samt flydende retter. Kan blandes med øvrige Adozan produkter. Tilsæt ThiClear til sidst, medmindre det skal blandes med Movicol. Her skal ThiClear tilsættes før Movicol.

Anbefalet brug: Mængden af Adoxan ThiClear afhænger af den ønskede fortykningsgrad. 1,4 g (2 ml) ThiClear til 100 ml vand svarende til let fortykket (IDDSI niveau 1)

Smagsvarianter: neutral.

Emballage: bøtte af 130 g.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: Mørkt, 15-17 grader med lukket lufttæt låg

Næringsindhold pr. 100 g	
Energi kJ/kcal	1270/299
Kulhydrat	60 g
-heraf sukkerarter	1 g
Fedt	0 g
-heraf mættet fedt	0 g
Fiber	28 g
Protein	0,8 g
Salt	1,8 g

Varenummer	
Bøtte af 130 g	50045729

Antal måleskeer af 1 ml	Dosering i g	IDDSI Level
0,5	0,20 g	IDDSI Lev. 0
1,5	0,60 g	IDDSI Lev. 1
2	0,75 g	IDDSI Lev. 2
2,5	1,02 g	IDDSI Lev. 3
3	1,25 g	IDDSI Lev. 4

