



Varemærke
Toft Care

Varens navn
Atpro Complete Drink 400 g

Nettoindhold
400 Gram

Funktionelt navn
Pulver til protein- og kulhydratber

Regulated Name
-

GTIN
5701477506235

Varenr.
50045736

Oprindelsesland
Danmark

Emballage
pose

Garanteret holdbarhed fra ankomst
-

Total holdbarhed fra produktion
730 Dag(e)

Holdbarhed efter åbning
-

Ingredienser

Ingredienser: Valleproteinpulver (**mælk**), maltodextrin.

Anvendelse

-

Opbevaring

Opbevaring: Tørt og i tætsluttende emballage

Temperatur

MAX: 25 °C MIN: 18 °C

Allergener

Glutenholdigt korn -	Krebsdyr -	Æg -	Fisk -	Jordnødder/peanuts -	Soja -	Mælk Indeholder
Nødder -	Selleri -	Sennep -	Sesamfrø -	Svovldioxid og sulfitter -	Lupin -	Bløddyr -

Næringsindhold

Ernæringsmæssig referenceværdi
100 Gram

Energi	361 Kilokalorier, 1536 Kilojoule
Fedt	0 Gram
Heraf mættede fedtsyrer	-
Kulhydrater	40 Gram
Sukkerarter	1,8 Gram
Protein	50 Gram
Salt	0,70 Gram
Histidin (HIS)	0,9 Gram
Isoleucin (ILE)	3,4 Gram
Leucin (LEU)	5,6 Gram
Lysin (LYS)	5,4 Gram
Methionin (MET)	1,2 Gram
Cystin (CYS)	1,0 Gram
Phenylalanin (PHE)	1,5 Gram
Tyrosin (TYR)	2,4 Gram
Threonin (THR)	3,9 Gram
L-Tryptophan	0,8 Gram
Valin (VAL)	3,1 Gram
Calcium (CA)	280 Milligram
Kalium (K)	480 Milligram
Fosfor (P)	133 Milligram

Mærker / Logoer

-

Tilberedningsanvisninger

Et brev Atpro Complete Drink drysses i 1½ - 2 dl væske under omrøring. Dosering er afhængig af øvrige ingredienser (smag). PROTURA er beregnet som tilskud, når proteinbehovet ikke kan dækkes via kost og drikkevarer.