



Varemærke	Varens navn		
Atpro 200	Atpro 200 2 kg		
Nettoindhold	Funktionelt navn	Regulated Name	
2 kg	Proteinberigelse	-	
GTIN	Vare nr.	Oprindelsesland	Emballage
5701477510348	50045740	Holland, Tyskland	Bøtte
Garanteret holdbarhed fra ankomst	Total holdbarhed fra produktion		Holdbarhed efter åbning
280 Dag(e)	420 Dag(e)		-

Ingredienser

Gelatine (hydrolyseret protein udvundet af okse)

Anvendelse

Uden opkog: Ca. 7 g ATPRO 200 pr. 1 dl væske, dog afhængig af grundingredienserne/ smag. Pulveret drysses under piskning direkte i de kolde og varme retter/drikke. Kolde drikke bør henstå i ca. 5 min. Med opkog: Produktet gives et opkog sammen med f.eks. frugt- og grøntsagssupper, øllebrød, kartoffelmos, sauce, havregrød o.lign. Koncentrat: 25 g ATPRO 200 + ½-1 dl vand, gives et opkog til pulveret er opløst. Væsken kan herefter bruges som tilsætning til kolde og varme retter/drikke.

Opbevaring

Tørt og i tætsluttende emballage.

TemperaturMAX: 25 °C MIN: 18 °C

Allergener

Glutenholdigt korn	Krebsdyr	Æg	Fisk	Jordnødder/peanuts	Soja	Mælk
-	-	-	-	-	-	-
Nødder	Selleri	Sennep	Sesamfrø	Svovldioxid og sulfitter	Lupin	Bløddyr
-	-	-	-	-	-	-

Næringsindhold

Ernæringsmæssig referenceværdi
100 Gram

Ernæringsmæssig basiskvantitet
100 Gram

Energi	360 Kilokalorier, 1530 Kilojoule
Fedt	0 Gram
Heraf mættede fedtsyrer	-
Kulhydrater	0 Gram
Sukkerarter	-
Protein	90 Gram
Salt	0,5 Gram
Glycin (GLY)	20 Gram
Histidin (HIS)	0,9 Gram
Isoleucin (ILE)	1,3 Gram
Leucin (LEU)	2,24 Gram
Lysin (LYS)	3,2 Gram
Methionin (MET)	0,8 Gram
Phenylalanin (PHE)	1,9 Gram
Serin (SER)	2,9 Gram
Threonin (THR)	1,7 Gram
Tyrosin (TYR)	0,7 Gram
Valin (VAL)	2,3 Gram
Kalium (K)	5 Milligram
Fosfor (P)	2,5 Milligram

Mærker / Logoer

Tilberedningsanvisninger

Kold fremstilling: ca. 7 g ATPRO 200 pr. 1 dl væske, dog afhængig af grundingredienserne/smag. Koncentreret opkog: 25 g ATPRO 200 + 1 dl vand, gives et opkog til pulveret er opløst. væsken kan herefter bruges som tilsætning til varme og kolde retter / drikke.