



Varemærke Toft Care®		Varens navn Atpro Complete Rød Saft 500 g	
Nettoindhold 250 Gram	Funktionelt navn Proteinpulver	Regulated Name Atpro Complete Rød Saft Shake&Drink	Salgsenheder per pakke 8
GTIN 5701477511086	varenr. 50045742	Oprindelsesland Danmark	Emballage Pose
Garanteret holdbarhed fra ankomst -	Total holdbarhed fra produktion 730 Dag(e)	Holdbarhed efter åbning -	

Ingredienser

Ingredienser: Valleprotein koncentrat (**mælk**), aroma, sødestof: E955, farvestof: E162.

Anvendelse

Ilagt 50 ml måleske. En strøgen måleske indeholder ca. 22 g Atpro Complete, som shakes med 265 ml vand for saftkonsistens eller 265 ml mælk for en lækker cremet milkshake.

Opbevaring

Opbevaring: Tørt og i original emballage indtil opblanding.

TemperaturMIN: 18 °C MAX: 25 °C

Allergener

Glutenholdigt korn -	Krebsdyr -	Æg -	Fisk -	Jordnødder/peanuts -	Soja -	Mælk Indeholder
Nødder -	Selleri -	Sennep -	Sesamfrø -	Svovldioxid og sulfitter -	Lupin -	Bløddyr -

Næringsindhold

Ernæringsmæssig referenceværdi
100 Gram

Energi	347 Kilokalorier, 1474 Kilojoule
Fedt	0 Gram
Heraf mættede fedtsyrer	0 Gram
Kulhydrater	1,2 Gram
Sukkerarter	0,2 Gram
Protein	85 Gram
Salt	0,18 Gram
Isoleucin (ILE)	6 Gram
Leucin (LEU)	9,9 Gram
Lysin (LYS)	8,9 Gram
Methionin (MET)	2 Gram
Phenylalanin (PHE)	2,7 Gram
Threonin (THR)	6,6 Gram
Histidin (HIS)	1,4 Gram
Valin (VAL)	5,3 Gram
Tyrosin (TYR)	2,5 Gram
L-Tryptophan	1,7 Gram
Cystin (CYS)	2 Gram
Fosfor (P)	1430 Milligram
Kalium (K)	30 Milligram

Kontaktoplysninger

Type	Forbrugersupport
Navn	Toft Care A/S
Adresse	Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev
Hjemmeside	www.toft-care.dk

Mærker / Logoer

Tilberedningsanvisninger

1 brev = 12,5 g shakes sammen med 150 ml vand. For optimalt resultat bør anvendes shaker. Tilsæt eventuelt isterninger. Beregnet som tilskud, når proteinbehovet ikke kan dækkes via kost og drikkevarer.