



Varemærke	Varens navn		
Toft Care®	Atpro Complete Gul Saft 20 x 12,5 g		
Nettoindhold	Funktionelt navn	Regulated Name	Salgsenheder per pakke
250 Gram	Proteinpulver	Atpro Complete Gul Saft Shake&Drink	8
GTIN	Varenr.	Oprindelsesland	Emballage
05701477512151	50045743	Danmark	Æske, Karton
Garanteret holdbarhed fra ankomst	Total holdbarhed fra produktion	Holdbarhed efter åbning	
-	730 Dag(e)	-	

3512180 - Pose à 500 g / 3512210 - Karton à 6 x 500 g

Ingredienser

Valleproteinisolat (mælk), aroma, sødestof: E955, farvestof: 160a.

Anvendelse

1 brev = 12,5 g shakes sammen med 150 ml vand for saftkonsistens eller mælk for en lækker cremet, milkshake. For optimalt resultat bør shaker anvendes.

Opbevaring

Tørt og i original emballage indtil opblanding.

TemperaturMIN: 18 °C MAX: 25 °C

Allergener

Glutenholdigt korn	Krebsdyr	Æg	Fisk	Jordnødder/peanuts	Soja	Mælk Indeholder
-	-	-	-	-	-	
Nødder	Selleri	Sennep	Sesamfrø	Svovldioxid og sulfitter	Lupin	Bløddyr
-	-	-	-	-	-	-

Næringsindhold

Ernæringsmæssig referenceværdi
100 Gram

Energi	347 Kilokalorier, 1474 Kilojoule
Fedt	0 Gram
Heraf mættede fedtsyrer	0 Gram
Kulhydrater	1,2 Gram
Sukkerarter	0,2 Gram
Protein	85 Gram
Salt	0,18 Gram
Isoleucin (ILE)	6 Gram
Leucin (LEU)	9,9 Gram
Lysin (LYS)	8,9 Gram
Methionin (MET)	2 Gram
Phenylalanin (PHE)	2,7 Gram
Threonin (THR)	6,6 Gram
Histidin (HIS)	1,4 Gram
Valin (VAL)	5,3 Gram
Tyrosin (TYR)	2,5 Gram
L-Tryptophan	1,7 Gram
Cystin (CYS)	2 Gram
Fosfor (P)	1430 Milligram
Kalium (K)	30 Milligram

Kontaktoplysninger

Type	Forbrugersupport
Navn	Toft Care A/S
Adresse	Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev
Hjemmeside	www.toft-care.dk

Mærker / Logoer

-

Tilberedningsanvisninger

1 brev = 12,5 g shakes sammen med 150 ml vand. For optimalt resultat bør anvendes shaker. Tilsæt eventuelt isterninger. Beregnet som tilskud, når proteinbehovet ikke kan dækkes via kost og drikkevarer.