



Varemærke	Varens navn		
Atpro 300	Atpro 300 - 20 x 10g		
Nettoindhold	Funktionelt navn	Regulated Name	Salgsenheder per pakke
200 Gram	Proteinberigelse	-	8
GTIN	Varennr.	Oprindelsesland	Emballage
05701477514353	50045745	Holland, Danmark	Æske
Garanteret holdbarhed fra ankomst	Total holdbarhed fra produktion	Holdbarhed efter åbning	
280 Dag(e)	420 Dag(e)	-	

Ingredienser

Hydrolyseret collagen udvundet af okse, valleproteinisolat (mælk)

Anvendelse

Uden opkog: Anvend et brev ATPRO 300 til 1-1½ dl væske, dog afhængig af grundingredienserne/smag. Pulveret drysses under omrøring direkte i de kolde og varme retter/drikke. Kolde drikke bør henstå i ca. 5 min.

Opbevaring

-

TemperaturMAX: 25 °C MIN: 18 °C

Allergener

Glutenholdigt korn	Krebsdyr	Æg	Fisk	Jordnødder/peanuts	Soja	Mælk
-	-	-	-	-	-	Indeholder
Nødder	Selleri	Sennep	Sesamfrø	Svovldioxid og sulfitter	Lupin	Bløddyr
-	-	-	-	-	-	-

Næringsindhold

	Ernæringsmæssig referenceværdi 100 Gram	Ernæringsmæssig basiskvantitet 100 Gram
Energi		357 Kilokalorier, 1519 Kilojoule
Fedt		0 Gram
Heraf mættede fedtsyrer		-
Kulhydrater		0 Gram
Sukkerarter		-
Protein		89 Gram
Salt		0,73 Gram
Histidin (HIS)		1,0 Gram
Isoleucin (ILE)		2,0 Gram
Leucin (LEU)		3,6 Gram
Lysin (LYS)		4,2 Gram
Methionin (MET)		1,0 Gram
Phenylalanin (PHE)		2,0 Gram
Threonin (THR)		2,4 Gram
Tyrosin (TYR)		1,0 Gram
Valin (VAL)		2,6 Gram
L-Tryptophan		0,2 Gram
Cystin (CYS)		0,3 Gram
Kalium (K)		73 Milligram
Fosfor (P)		40 Milligram

Mærker / Logoer

Tilberedningsanvisninger

Uden opkog: Ca. 7 g ATPRO 300 pr. 1 dl væske, dog afhængig af grundingredienserne/ smag. Pulveret drysses under omrøring direkte i de kolde og varme retter/drikke. Kolde drikke bør henstå i ca. 5 min. Med opkog: Produktet gives et opkog sammen med f.eks. frugt- og grøntsagssupper, øllebrød, kartoffelmos, sauce, havregrød o.lign.