



Varemærke Toft Care®		Varens navn Atpro Complete 300 g	
Nettoindhold 300 Gram	Funktionelt navn Proteinberigelse	Regulated Name Valleproteinpulver	
GTIN 5701477550214	Varenr. 50045748	Oprindelsesland Danmark	Emballage Pose
Garanteret holdbarhed fra ankomst 540 Dag(e)	Total holdbarhed fra produktion 720 Dag(e)	Holdbarhed efter åbning -	

Ingredienser

Ingredienser: Valleproteinpulver (**mælk**), emulgator: **sojalecithin**

Anvendelse

Mælket smag og giver blød konsistens samt cremet fylde.
ANVENDELSESVejledning: Op til 20% i smoothies, 12-13% i isdesserter.

Opbevaring

Opbevaring: Tørt og i tætsluttede emballage

Temperatur MAX: 25 °C MIN: 18 °C

Allergener

Glutenholdigt korn Fri For	Krebsdyr Fri For	Æg Fri For	Fisk Fri For	Jordnødder/peanuts Fri For	Soja Indeholder 	Mælk Indeholder 
Nødder Fri For	Selleri Fri For	Sennep Fri For	Sesamfrø Fri For	Svovldioxid og sulfitter Fri For	Lupin Fri For	Bløddyr Fri For

Næringsindhold

Ernæringsmæssig referenceværdi
100 Gram

Energi	1535 Kilojoule, 361 Kilokalorier
Fedt	1 Gram
Heraf mættede fedtsyrer	0,6 Gram
Kulhydrater	0,1 Gram
Sukkerarter	0,1 Gram
Protein	86 Gram
Salt	1,2 Gram
Isoleucin (ILE)	6,2 Gram
Leucin (LEU)	10,2 Gram
Lysin (LYS)	9,2 Gram
Methionin (MET)	2,1 Gram
Cystin (CYS)	1,6 Gram
Phenylalanin (PHE)	2,8 Gram
Tyrosin (TYR)	2,6 Gram
Threonin (THR)	6,8 Gram
Histidin (HIS)	1,5 Gram
Valin (VAL)	5,5 Gram
L-Tryptophan	1,6 Gram
Fosfor (P)	230 Milligram
Kalium (K)	1150 Milligram
Calcium (CA)	70 Milligram

Mærker / Logoer

Tilberedningsanvisninger