

Produktdatablad

Produktnavn HEINE mini 3000, F.O.
Otoskopisæt 2,5V, LED, BLÅ,
komplet

Mediq varenr.: 50045957

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-008.70.120
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	9 cm	20 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk