


Produktdatablad

Produktnavn **HEINE mini 3000,
Oftalmoskopisæt 2,5V, LED, i hard
case**

Mediq varenr.: 50045960

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-885.21.021
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	9 cm	20 cm	0.33 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk