


Produktdatablad

Produktnavn HEINE mini 3000, Diagnostiksæt, LED, med mini NT Dobbeltoplader

Mediq varenr.: 50045961

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-860.11.022
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	22 cm	25 cm	1.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk