

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon PDS Plus, sutur, violet, monofil, 150 cm, ct- nål, steril, 0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045970



Specifikationer

Ref.nummer	PDP9236T
Indhold/salgsenhed	2 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	14 cm	0.16 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk