

Produktdatablad

Produktnavn **Walz, EHL, probe,2.4
Fr (0.8mm), flex, forstærket steril,
3000 mm**

Mediq varenr.: 50045991

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P243000SST
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk