


Produktdatablad

Produktnavn Walz, EHL, probe, 4.5 Fr (1.5 mm), flex steril, 3000 mm

Mediq varenr.: 50045993

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P453000FST
Indhold/salgseenhed	1 Styk
EAN nummer på salgseenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk