

Produktdatablad

Produktnavn **Ostoform,
tætningsring, modellerbar, m/
Flowassist beskyt., medium/23-30
mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50046150



Specifikationer

Ref.nummer	OFA-M
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	IRELAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk