

Produktdatablad

Produktnavn Bistos, Doppler med føtal 2Mhz & vaskulær probe 8Mhz

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50046178



Specifikationer

Ref.nummer	200V
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	KOREA, REPUBLIC OF
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	10 cm	20 cm	0.39 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk