

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Prolene, sutur,
blå, 75 cm, TF-1 nål, steril, 6-0**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50046183



Specifikationer

Ref.nummer	EH7835H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk