

Produktdatablad

Produktnavn Eakin, Freeseal Versa tætningsring, 3,2 mm, hul 30 mm, Ø 60 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50046226



Specifikationer

Ref.nummer	839028
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5056276814969
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk