

Produktdatablad

Produktnavn SSI, temperatur test til tør varme sterilisation, label

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50046292



Specifikationer

Ref.nummer	11131
Indhold/salgsenhed	1000 Rulle
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	ARGENTINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	11.5 cm	11.5 cm	0.12 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk