

Produktdatablad

Produktnavn Mediplast, øresug,
metal, lyserød, luer-lock, steril, 1,2
mm x 80 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50046390



Specifikationer

Ref.nummer	6066500122
Indhold/salgsenhed	60 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	JAPAN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk