

Produktdatablad

Produktnavn Flocare, overgangskonnektor, fra ENFit til Non-ENLock

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 59010554



Specifikationer

Ref.nummer	589828
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	ITALY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	9 cm	11 cm	0.11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk