

Produktdatablad

Produktnavn Flocare, Luer ENLock konnektor til ENFit

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 59010558



Specifikationer

Ref.nummer	589738
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	ITALY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	30 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	9.5 cm	11.3 cm	0.068 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk