

PRODUKTDATABLAD

Freka Connect ENFit sprøjte, steril

Freka Connect ENFit er en ernæringssprøjte, som anvendes til administration af enteral ernæring samt indgift af væske og medicin.

Freka Connect ENFit sprøjte er kompatibel med ENFit.



Materialer:	Polypropylen, colourant, isoprengummi og silikoneolie. Fri for PVC, ftalater og latex.
Indikation:	Anvendes til administration af enteral ernæring samt indgift af væske og medicin.
Klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1124001	Freka	Connect ENFit sprøjte, LD, steril	1 ml	pk. á 30 stk.	9000788
1124002	Freka	Connect ENFit sprøjte LD, steril	2,5 ml	pk. á 30 stk.	9000782
1124003	Freka	Connect ENFit sprøjte, steril	5 ml	pk. á 30 stk.	9000783
1124004	Freka	Connect ENFit sprøjte, steril	10 ml	pk. á 100 stk.	9000784
1123616	Freka	Connect ENFit sprøjte, steril	20 ml	æske á 100 stk.	9000785
1123617	Freka	Connect ENFit sprøjte, steril	100 ml	æske á 30 stk.	9000787
1123618	Freka	Connect ENFit sprøjte, steril	60 ml	æske á 50 stk.	9000786

For sundhedsfagligt personale