

PRODUKTDATABLAD

Nutrison Sterile Water

Nutrison Sterile Water anvendes ved behov for sterilt væskeindtag.

Nutrison Sterile Water er demineraliseret.



Ingredienser:	Demineraliseret vand.
Indikation:	Kun til enteral brug. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
Doseringer:	Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Opbevaring åben:	Opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Holdbarhed uåbnet:	12 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.
Holdbarhed åben:	24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
7409012	Nutrison Sterile Water	Demineraliseret vand	1000 ml	krt. á 8 x 1000 ml	632277

For sundhedsfagligt personale

Næringsindhold pr. 100 ml		
ENERGI	kcal	-
	kJ	-
PROTEIN	g	-
KULHYDRAT	g	-
FEDT	g	-
FIBRE	g	-
SALT	g	-
MINERALER		
Natrium	mg	< 2
Kalium	mg	< 2
Klorid	mg	< 2
Calcium	mg	< 2
Magnesium	mg	< 2
Fosfor	mg	< 2
VITAMINER		-
VAND	ml	1000
Osmolaritet	mOsmol/l	< 1
Osmolaritet	mOsmol/kg H ₂ O	< 1