

Isosource Standard Fibre

Isosource Standard Fibre er en fuldgyldig sondeernæring, som anvendes til ernæringsmæssig håndtering af underernærede eller patienter i risiko for underernæring med behov for fibre.

Isosource Standard Fibre indeholder EPA og DHA, der styrker immunforsvaret¹ samt 20% MCT for at fremme absorptionen.² Produktet er tilsat Iso 50, som er en fiberblanding med 50% opløselige og 50% uopløselige fibre for at opnå præbiotisk effekt samt forbedret peristaltik.³

Produktet er et levnedsmiddel til særlig medicinsk formål.

REFERENCER:

1. Calder P.C. Am J Clin Nutr 2006;83 (Suppl.): 1505S–1519S.
2. McClave et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 1997; 21: 014-020
3. Van de Wiele T, et al. Journal of Applied Microbiology 2007;102:452-460.



Ingredienser:

Vand, maltodextrin, **mælke**proteiner, vegetabiliske olier (raps, solsikke), MCT-fedt, mineraler (natriumcitrat, kaliumfosfat, kaliumklorid, kaliumcitrat, kaliumfosfat, magnesiumcitrat, calciumfosfat, magnesiumoxid, kaliumcitrat, natriumklorid, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgator (E472c, E471), stabilisator (E460, E466, karregenan), **fiske**olie, kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantothen-syre, B6, B1, B2, betakaroten, A, D, B12, K, folsyre, biotin), antioxidant (E304). Glutenfri. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære. Indeholder fibre (ærtefiber, akaciagummi, frukto-oligosackarider, inulin).

Indikation:

Anvendes til ernæringsmæssig håndtering af underernærede eller patienter i risiko for underernæring med behov for fibre. Skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

Doseringer:

Anbefalede daglige dosis er 1500-2000 ml som eneste ernæringskilde eller ifølge anvisning fra læge eller diætist. Flasken rystes før brug.

Opbevaring uåbnet:

Opbevares tørt og køligt.

Opbevaring åbent:

Åbnet emballage med ubrugt mængde lukkes til, opbevares på køl og anvendes indenfor 24 timer.

Holdbarhed uåbnet:

Se datomærkning på emballagen.

Holdbarhed åbent:

Anvendes indenfor 24 timer opbevaret på køl.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
7462158	Isosource Standard Fibre	Sondeernæring	500 ml	krt. á 12 stk.	900101
7462160	Isosource Standard Fibre	Sondeernæring	1000 ml	krt. á 9 stk.	900112

For sundhedsfagligt personale

PRODUKTDATABLAD

Isosource Standard Fibre

Næringsindhold pr. 100 ml		
ENERGI	kcal	103
	kJ	434
PROTEIN (15 E%)	g	3,9
KULHYDRAT (52 E%)	g	13,5
Heraf sukkerarter	g	1,2
Heraf laktose	g	< 0,05
FEDT (30 E%)	g	3,4
Heraf mættet fedt	g	1,2
Heraf monoumættet fedt	g	1,5
Heraf polyumættet fedt	g	0,7
FIBRE (3 E%)	g	1,5
MINERALER		
Natrium	mg	80
Kalium	mg	135
Klorid	mg	100
Calcium	mg	70
Fosfor	mg	60
Magnesium	mg	17
Jern	mg	1,1
Zink	mg	1,1
Kobber	mg	0,17
Mangan	mg	0,24
Fluor	mg	0,13
Selen	µg	7,0
Krom	µg	11
Molybdæn	µg	13
Jod	µg	16
VITAMINER		
Vitamin A	µg	110
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg	1,6
Vitamin K	µg	7,0
Vitamin C	mg	11
Vitamin B ₁	mg	0,14
Vitamin B ₂	mg	0,17
Niacin	mg NE	1,6
Vitamin B ₆	mg	0,17
Folinsyre	µg	29
Vitamin B ₁₂	µg	0,38
Biotin	µg	4,6
Pantotensyre	mg	0,6
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
MCT	g	0,70
Omega-3	g	0,15
Kolin	g	38
VAND	ml	85
Osmolaritet	mosmol/l	266