

Produktdatablad

Produktnavn Isosource protein fiber, sondeernæring, 1000 ml

Mediq varenr.: 59041250

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	12227490
Indhold/salgsenhed	9 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	8 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
17.1 cm	20 cm	32.1 cm	9.5 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk