

Isosource Junior Mix

Isosource Junior Mix er en sondeernæring, som efterligner almindelig mad i så stor udstrækning som muligt. Anvendes til ernæringsmæssig håndtering af underernærede børn eller ved risiko for underernæring.

Isosource Junior Mix indeholder protein og fiber, der kommer fra kylling, ærter, bønner, fersken og appelsinjuice fra koncentrat. Det er råvarer som maven genkender for at forbedre tolerancen.¹⁻² Produktet indeholder 20% MCT for at fremme absorptionen.³

Produktet er et levnedsmiddel til særlig medicinsk formål.

REFERENCER:

1. Samela K, et al. Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients in Pediatric Patients With Intestinal Failure. *Nutr Clin Pract.* 2017;32(2):277–281.
2. Hurt RT, et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. *Nutr Clin Pract.* 2015;30(6):824–829.
3. Hegazi RA, Wischmeyer PE. Clinical review: Optimizing enteral nutrition for critically ill patients – a simple data-driven formula. *Crit Care.* 2011;15(6):234



Ingredienser:

Vand, maltodextrin, rehydreret kyllingekød (6,9%), rehydrerede grøntsager 4,3% (ærter 3,8%, grønne bønner 0,54%), vegetabiliske olier (raps, solsikke), **mælkeproteiner**, ferskenmos (1,4%), appelsinjuice (1,2%) fra koncentrat, fibre (ærte fibre, akaciegummi, fruktooligosakkarider, inulin), emulgator (E472c, E471), mellemlange triglycerider (MCT), mineraler (kaliumfosfat, calciumklorid, calciumlaktat, calciumfosfat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, magnesiumcitrat, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, kromklorid, natriumselenit), **fiskeolie**, kolinbitartrat, vitaminer (C, niacin, E, pantothen-syre, B6, riboflavin, thiamin, A, folsyre, K, biotin, D, B12), stabilisator (E407), taurin, L-karnitin, antioxidant (E304). Glutenfri. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære. Produktet er Halal-certificeret.

Indikation:

Anvendes til ernæringsmæssig håndtering af underernærede børn eller ved risiko for underernæring. Skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

Doseringer:

Det anbefalede daglige indtag er 500–1700 ml afhængigt af barnets behov, eller ifølge lægens ordination. Flasken rystes før brug.

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt. Opbevares tillukket i køleskab. Hænetid i et lukket system er 24 timer.

Holdbarhed:

Se datomærkning på emballagen. Anvendes indenfor 24 timer opbevaret på køl eller i et lukket system.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
7462182	Isosource Junior Mix	Sondeernæring	500 ml	Krt a 12 stk	220207
7462185	Isosource Junior Mix	SimpLink sondeernæring	250 ml	Krt a 24 x 250 ml	224664

For sundhedsfagligt personale

PRODUKTDATABLAD

Isosource Junior Mix

Næringsindhold pr. 100 ml		
ENERGI	kcal	117
	kJ	492
PROTEIN (12 E%)	g	3,6
KULHYDRAT (47 E%)	g	14
Heraf sukkerarter	g	1,3
Heraf laktose	g	< 0,05
FEDT (39 E%)	g	5,0
Heraf mættet fedt	g	1,6
MCT	g	0,7
Heraf monoumættet fedt	g	1,8
Heraf polyumættet fedt	g	1,1
Ratio n-6:n-3		3,9:1
FIBRE (2 E%)	g	1,0
MINERALER		
Natrium	mg	57
Kalium	mg	150
Klorid	mg	130
Calcium	mg	115
Fosfor	mg	73
Magnesium	mg	19
Jern	mg	1,4
Zink	mg	0,70
Kobber	mg	0,08
Mangan	mg	0,16
Fluor	mg	0,096
Selen	µg	4,1
Krom	µg	2,9
Molybdæn	µg	6,5
Jod	µg	12
VITAMINER		
Vitamin A	µg	60
Vitamin D	µg	1,7
Vitamin E	mg	1,4
Vitamin K	µg	7,2
Vitamin C	mg	5,2
Vitamin B ₁	mg	0,10
Vitamin B ₂	mg	0,14
Niacin	mg NE	1,8
Vitamin B ₆	mg	0,14
Folinsyre	µg	18
Vitamin B ₁₂	µg	0,24
Biotin	µg	2,4
Pantotensyre	mg	0,50
VAND	ml	80
Osmolaritet	mosmol/l	280
Osmolalitet	mosmol/kg H ₂ O	340