



Fresubin® YOCRÈME

Fuldgyldig yoghurtbaseret
ernæringscreme med ekstra højt indhold
af protein

Til patienter med højt protein- og energibehov,
med konstateret underernæring eller risiko for
underernæring.

Fuldgyldig med højt indhold
af energi og protein

- 187,5 kcal/787,5 kJ/bæger (125 g)
 - 9,4 g protein/bæger (125 g)
 - 20 E% protein
- 3 friske smagsvarianter

Næringsindhold

Pr. 100 g	
Energi	150 kcal / 630 kJ
Protein	7,5 g
Kulhydrater	19 g
heraf sukkerarter	16 g
heraf laktose	≤ 3,1 g
Fedt	4,7 g
heraf mættet fedt	0,6 g
heraf enkeltumættet fedt	3,2 g
heraf flerumættet fedt	1 g
ω6/ω3 ratio	3:1
heraf kolesterol	≤ 5 mg
Fibre	0,4
Salt	0,15 g
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	165 mg (4,2 mmol)
Klorid	85 mg (2,4 mmol)
Calcium	240 mg (6 mmol)
Magnesium	18 mg (0,7 mmol)
Fosfor	95 mg (3,1 mmol)
Jern	2,5 mg
Zink	1,7 mg
Kobber	0,4 mg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	13 µg
Molybdæn	19 µg
Selen	13 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vitamin A	150 µg RE
β-karoten	0 µg RE
Vitamin D ₃	3,8 µg
Vitamin E	3,8 mg α-TE
Vitamin K ₁	20 µg
Vitamin B ₁	0,3 mg
Vitamin B ₂	0,4 mg
Niacin	1,5 mg / 2,9 mg NE
Vitamin B ₆	0,4 mg
Vitamin B ₁₂	0,8 µg
Pantotensyre	1,1 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyre	62,5 µg
Vitamin C	19 mg
Kolin	32 mg
Energifordeling (E%):	
Protein 20%, fedt 28%, kulhydrater 51,5%, fibre 0,5%	
Vand	64 ml

Produktegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Ernæringsmæssigt fuldgældigt, energirigt (1,5 kcal/g), proteinrigt tilskud med cremet konsistens. Anvendelse af produktet som eneste ernæring vil medføre overskridelse af de øvre grænser for indtaget af calcium, zink, magnesium, kobber, jod, A-vitamin og folsyre. Glutenfri. Indeholder laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter med/i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 4 bægre à 125 g. Som fuldgældig ernæring anbefales 8 bægre pr. dag.

Vigtigt! Skal anvendes under lægelig overvågning. Anvendes som fuldgældig ernæring eller som supplement. Sørg for tilstrækkeligt væskeindtag. Spises langsomt. Omrøres før servering. Er ikke egnet til børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn under 6 år. Ikke egnet til patienter med galaktosemi. Ved ernæringsbehandling med Fresubin® YOCRÈME til patienter med svære tilfælde af organsvigt, såsom lever- eller nyreinsufficiens, bør man som altid være påpasselig med opfølgning af ernæringsbehandlingen, bl.a. hvad angår patientens tolerance over for kvælstof.

Servering:

Smager bedst kold.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Et åbnet bæger kan opbevares i køleskab i 24 timer.

Kontraindikationer:

Ikke egnet når indgivelse af enteral ernæring ikke er tilladt, fx ved akut gastrointestinal blødning, tarmatoni og ileus. Ikke egnet til patienter med alvorlige former for malassimilation. Ikke egnet til patienter med medfødt manglende evne til at metabolisere de næringsstoffer, som findes i Fresubin YOCRÈME.

Ingredienser:

Vand, sukrose, valleprotein, fermenteret skummetmælkspulver, vegetabiliske olier (rapsolie, solsikkeolie), modificeret stivelse, surhedsregulerende middel (E 270), calciumlaktat, fortykningsmiddel (E 440), maltodekstrin, aroma, emulgatorer (E 471, sojalecitin), kolinbitartrat, vit. C, natriumklorid, jernpyrofosfat, zinksulfat, magnesiumoksid, vit. E, pantotensyre, mangan-klorid, niacin, kobbersulfat, vit. B₆, vit. B₁, vit. B₂, vit. A, natriumfluorid, folsyre, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, vit. K₁, biotin, natrium-molybdat, vit. D, vit. B₁₂.

Derudover i smagsvarianten *Abrikos-Fersken*: Paprikaekstrakt

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Valleprotein

Kulhydratkilder: Sukrose, laktose, stivelse

Fiberkilde: Pektin

Smagsvarianter

1. Abrikos-Fersken
2. Hindbær
3. Lemon

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.