



at the heart of healthcare

MSUD AID III

Aminosyreerstatning til kostbehandling af Maple Syrup Urine Disease (MSUD).

MSUD Aid III er en aminosyreerstatning i pulverform uden leucin, isoleucin og valin til spædbørn, børn og voksne. Beregnet til kostbehandling af Maple Syrup Urine Disease (MSUD) og relaterede tilstande, hvor det er nødvendigt at begrænse indtaget af forgrenede aminosyrer.

Indeholder øvrige essentielle og ikke-essentielle aminosyrer og en lille mængde kulhydrat. **MSUD Aid III** skal suppleres med naturligt protein, væske og andre næringsstoffer i henhold til lægens eller diætistens ordination for at dække behovet for leucin, isoleucin, valin og øvrige næringsstoffer.

MSUD Aid III er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.



MSUD Aid III indeholder pr 100 g pulver:

- 326 kcal
- 4,5 g kulhydrater fra glukosesirup (6 E%)
- 77 g proteinækvivalenter (94 E%)

Smagsvariant

Neutral smag.

Anvendelse

MSUD Aid III er en fødevarer til særlige medicinske formål og anvendes i samråd med læge eller diætist. Aminosyrerstatningen bør fordeles jævnt over dagen og indtages i forbindelse med måltider og ekstra væske. Ikke egnet til brug som eneste næringskilde.

Dosering

Doseringen er individuel og fastsættes i samråd med læge eller diætist.

Forholdsregler

Proteinerstatningerne skal kombineres med naturligt protein og andre næringsstoffer i den medicinsk anbefalede mængde for at dække behovet for leucin, isoleucin og valin, væske og øvrige næringsstoffer. Kun til enteralt brug. Må ikke gives parenteralt. Ikke egnet til brug som eneste næringskilde.

Tilberedning

Foreslået fortynding er 1:20, f.eks. 1 g pulver blandet med 20 ml vand. Bland den anbefalede mængde pulver med lidt vand og tilsæt derefter gradvist den resterende mængde vand, indtil pulveret er helt opløst, eller hæld vand i en shaker, tilsæt pulveret og ryst.

Holdbarhed og opbevaring

Uåbnet dåse opbevares tørt, ikke over normal stuetemperatur. Bedst-før datoen er angivet på dåsens bund som dag-måned-år. Åbnet dåse lukkes godt og bruges inden for 1 måned. Tilberedt ernæring kan opbevares i køleskab i op til et døgn.

Ingredienser

L-lysin-L-glutamat, L-prolin, L-arginin, glycin, L-asparaginsyre, L-treonin, L-tyrosin, L-phenylalanin, L-serin, histidin, L-alanin, tørret glukosesirup, L-cystin, L-tryptofan, L-methionin, L-glutamin, L-glutaminsyre, tricalciumphosphat, taurin, L-carnitin.

Næringsindhold pr. 100 g

Energi	kJ	1386
	kcal	326
Fedt (0 E%)	g	-
Kulhydrat (6 E%)	g	4,5
- heraf sukkerarter	g	0,4
Kostfibre (0 E%)	g	-
Proteinækvivalenter (94 E%)	g	77
Aminosyrer	g	93
L-alanin	g	4,83
L-arginin	g	8,47
L-asparaginsyre	g	7,07
L-cystein	g	3,16
L-glutamin	g	0,69
L-glutaminsyre	g	9,51
Glycin	g	7,59
L-histidin	g	4,84
L-isoleucin	g	Ikke tilsat
L-leucin	g	Ikke tilsat
L-lysin	g	8,83
L-methionin	g	2,07
L-phenylalanin	g	5,75
L-prolin	g	9,2
L-serin	g	5,69
L-threonin	g	6,38
L-tryptophan	g	2,53
L-tyrosin	g	5,75
L-valin	g	Ikke tilsat
Salt	g	0
Mineraler og sporstoffer		
Natrium	mg (mmol)	-
Kalium	mg (mmol)	145 (3,6)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	75 (2,4)
Andet		
L-carnitin	mg	60
Taurin	mg	120
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	330 ¹

1. Ved fortynding 1:20

VAREINFORMATION

Produktnavn	Mediq varenr.	Nutricia varenr.	Salgsenhed
MSUD Aid III	7404037	49698	1 x 500 g dåse



at the heart of healthcare