

# LOPROFIN

## Fødevarer med lavt proteinindhold.

**Loprofin Rice** er ris med lavt proteinindhold, baseret på ris-, majs- og kartoffelstivelse. Indeholder ikke gluten, mælk, laktose eller æg. Kan indeholde spor af soja og lupin.

**Loprofin Egg Replacer** er et ægerstatningspulver med lavt proteinindhold, som kan bruges som erstatning for æg i bagning og madlavning. Pulveret er baseret på kartoffel- og tapiokastivelse og indeholder ikke gluten, mælk, laktose, æg eller soja. En pakning (2 x 250 g) svarer til ca. 100 æg.

**Loprofin Pasta** har lavt proteinindhold og er baseret på majs- og kartoffelstivelse og findes som Penne, Spaghetti, Fusilli og Lasagne. Indeholder ikke gluten, mælk, laktose eller æg. Kan indeholde spor af soja og lupin.

**Loprofin Flour Mix** er en melblanding med lavt proteinindhold, baseret på hvedestivelse. Indeholder ikke gluten, mælk, laktose, æg eller soja.

**Loprofin PKU Drink** er en mælkeerstatning, baseret på komælkekoncentrat med lavt indhold af protein og phenylalanin i en 2 dl tetra brik. Kan bruges som mælk i madlavning, bagværk eller som drikke til måltider. Smager bedst afkølet.

**Loprofin Crackers** er kiks med lavt proteinindhold, baseret på majs- og tapiokastivelse. Indeholder ikke gluten, mælk, laktose, æg eller soja.

**Loprofin Cereal Loops** er et morgenmadsprodukt med lavt proteinindhold, baseret på hvedestivelse. Indeholder ikke gluten, mælk, laktose, æg eller soja.

**Lp-fruity** er pulvergrød med lavt proteinindhold til spædbørn fra 6 måneders alderen, børn og voksne. Indeholder frugtpulver.





## Loprofin Rice

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen.

### Tilberedning af ris

1 portion svarer til ca. 75 g ukogt ris.

- Kog ca. 1 liter vand i en stor gryde
- Tilsæt 1 portion ris til det kogende vand
- Tilsæt evt. en tsk. salt og en spsk. madolie
- Kog i 7–9 minutter. Omrør af og til
- Hæld kogevandet fra og skyl med rent nykogt vand



## Loprofin Egg Replacer

### Dosering

1 tsk. med top (ca. 5 g) pulver + 2 ½ spsk. vand svarer til et æg.

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen. Åbnet pose lukkes godt og opbevares i en lufttæt beholder og bruges inden for 3 måneder.



## Loprofin Pasta

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen.

### Tilberedning af pasta

1 portion svarer til ca. 75 g ukogt pasta.

- Tilsæt 1 portion pasta til det kogende vand
- Tilsæt evt. en tsk. salt og en spsk. madolie
- Kog i 8–10 minutter. Omrør af og til
- Hæld kogevandet fra og skyl med rent nykogt vand

### Tilberedning af lasagne

1 portion svarer til ca. 75 g ukogt pasta.

- Kog ca. 1 liter vand i en stor gryde
- Tilsæt 3½ lasagneplader til det kogende vand
- Tilsæt evt. en tsk. salt og en spsk. madolie
- Kog i ca. 5 minutter til pladerne begynder at blive bløde. Gentag processen hvis du ønsker flere lasagneplader
- Hæld vandet fra og lad lasagnepladerne tørre lidt på et fugtigt viskestykke
- Læg lasagnepladerne lagvis med sauce/fyld i et ildfast fad
- Bages i ovnen i ca. 30–40 minutter

**Loprofin Lasagne** kan også bruges direkte i retter uden forkogning.

Husk at pastaen har brug for mere væske for at blive kogt.



## Loprofin Flour Mix

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen.  
Åbnet pose lukkes godt og opbevares i en lufttæt beholder og bruges inden for 3 måneder.



## Loprofin PKU Drink

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen.  
Åbnet tetra brik opbevares i køleskab og er holdbar i 3-4 dage.



## Loprofin Crackers

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen.



## Loprofin Cereal Loops

### Opbevaring og holdbarhed

Uåbnet pakning lagres tørt og køligt. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen.



## Lp-fruity

### Dosering

Bland en portion pulver (40 g) med 100 ml tempereret kogt vand (ca. 50 C).  
Bland godt indtil pulveret er helt opløst.

### Opbevaring og holdbarhed

Opbevares tørt og køligt. Åbnet forpakning er holdbar i 4 uger.

## Ingredienser

### Loprofin Rice

Risstivelse, majsstivelse, kartoffelstivelse, farvestof (calciumcarbonat), emulgator (E471). Kan indeholde soja og lupin.

### Loprofin Egg Replacer

Kartoffelstivelse, modificeret tapiokastivelse, fortykningsmiddel (E466), surhedsregulerende middel (E341iii), farvestof (E160a), hævemiddel (E501ii).

### Loprofin Pasta

Majsstivelse, modificeret kartoffelstivelse, emulgator (E471), stabilisator (E461), farvestof (E160a), antioxidant (E300).

### Loprofin Flour Mix

Hvedestivelse, sukker, stabilisator (E412, E440i), hævemiddel (E575, E500), tørret glukosesirup, nikotinamid, jern, tiaminmononitrat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin.

### Loprofin PKU Drink

Vand, fløde (fra komælk), vallepulver (fra komælk), laktose (fra komælk), emulgator (E471).

### Loprofin Crackers

Majsstivelse, tapiokastivelse, vegetabilsk olie (palmeolie), invertsukker, salt, hævemiddel (E503), emulgator (E472e), farvestof (E160a).

### Loprofin Cereal Loops

Hvedestivelse, sucrose, fortykningsmiddel (E1412), instant kartoffel- og majsstivelse, inulin, blommepulver (blommer, hvedestivelse, antioxidant (E220)), honningpulver (honning, maltodextrin), emulgator (E471), salt, farvestof (E160a).

### Lp-fruity

Maltodextrin, risemel, majsmeal, raffineret vegetabiliske olier (palmeolie, rapsolie, kokosolie, solsikkeolie), sucrose, bananflager 4%, æblepulver 4 %, kartoffelstivelse, majsstivelse, calciumcarbonat, emulgator (citronsyrestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer), L-ascorbinsyre, jerndifosfat, nikotinamid, retinylacetat, L-karnitin, ascorbylpalmitat, kolekalsiferol, DL- $\alpha$ -tokoferylacetat, calcium-D-pantotenat, pyridoxinhydrochlorid, tiaminmononitrat, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyre, kaliumjodid, D-biotin, fyllokinon, cyanokobalamin.

## Næringsindhold pr. 100 ml/100 g

|                            |                           | Loprofin Rice* | Loprofin Egg Replacer | Loprofin Pasta (alle varianter)* | Loprofin Flour Mix/ gærpose (8,5 g) |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Energi</b>              | kJ                        | 1554           | 1465                  | 1541                             | 1516 / 116                          |
|                            | kcal                      | 366            | 346                   | 363                              | 316 / 27                            |
| <b>Fedt</b>                | g                         | 1,3            | 0,3                   | 1,2                              | 0,42 / 0,38                         |
| - heraf mættede fedtsyrer  | g                         | 0,2            | 0,13                  | 0,2                              | 0,23 / 0                            |
| <b>Kulhydrat</b>           | g                         | 88,1           | 81,8                  | 87,4                             | 87,4 / 0,71                         |
| - heraf sukkerarter        | g                         | 0              | 0,2                   | 0                                | 5,1 / 0                             |
| <b>Kostfibre</b>           | g                         | 0,3            | 7,2                   | 1,1                              | 3,1 / 2,8                           |
| <b>Proteinækvivalenter</b> | g                         | 0,4            | 0,33                  | 0,5                              | 0,31 / 3,8                          |
| - heraf phenylalanin       | mg                        | 14             | <5                    | 17,5                             | <10 / 100                           |
| <b>Salt</b>                | g                         | 0,09           | 14                    | 0,08                             | 0,35 / 0,02                         |
| <b>Mineraler</b>           |                           |                |                       |                                  |                                     |
| Natrium                    | mg (mmol)                 | 37 (1,6)       | 572 (24,9)            | 30 (1,3)                         | 141 (6,1) / 6,1 (0,27)              |
| Kalium                     | mg (mmol)                 | 15 (0,38)      | 300 (7,7)             | 30 (0,8)                         | 44 (1,4) / 179 (4,6)                |
| Fosfor                     | mg (PO <sub>4</sub> mmol) | 29 (0,94)      | 207 (6,7)             | 27 (0,9)                         | 44 (1,4) / 84 (2,47)                |

\*Kan indeholde spor af soja og lupin.

## Næringsindhold pr. 100 ml/100 g pulver

|                            |                           | Loprofin PKU Drink | Loprofin Crackers | Loprofin Cereal Loops | Lp-fruity Æble/Banan |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Energi</b>              | kJ                        | 166                | 1895              | 1636                  | 1917                 |
|                            | kcal                      | 40                 | 450               | 385                   | 456                  |
| <b>Fedt</b>                | g                         | 2                  | 15                | 1,07                  | 15,2                 |
| - heraf mættede fedtsyrer  | g                         | 1,3                | 7                 | 0,86                  | 6,6                  |
| <b>Kulhydrat</b>           | g                         | 5                  | 78                | 93,6                  | 78,1                 |
| - heraf sukkerarter        | g                         | 4                  | 1,5               | 38,9                  | 17,7                 |
| <b>Kostfibre</b>           | g                         | 0,2                | 0,9               | 1,1                   | 0                    |
| <b>Proteinækvivalenter</b> | g                         | 0,4                | 0,4               | 0,32                  | 1,8                  |
| - heraf phenylalanin       | mg                        | 10                 | 10                | 6,2                   | 90                   |
| <b>Salt</b>                | g                         | 0,09               | 1,25              | 0,21                  | <0,02                |
| <b>Mineraler</b>           |                           |                    |                   |                       |                      |
| Natrium                    | mg (mmol)                 | 35 (1,5)           | 500 (21,7)        | 82 (3,6)              | <0,15 (0,65)         |
| Kalium                     | mg (mmol)                 | <90 (<2,3)         | 15 (0,4)          | 66 (1,7)              | 101 (2,57)           |
| Fosfor                     | mg (PO <sub>4</sub> mmol) | <25 (<0,81)        | 14 (0,5)          | 36 (1,2)              | 30 (0,97)            |

## VAREINFORMATION

| Produktnavn           | Nutricia varenr. | Salgsenhed  |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Loprofin Rice         | 49613            | 1 x 500 g   |
| Loprofin Egg Replacer | 189791           | 2 x 500 g   |
| Loprofin Spaghetti    | 49621            | 1 x 500 g   |
| Loprofin Penne        | 49610            | 1 x 500 g   |
| Loprofin Fusilli      | 49603            | 1 x 500 g   |
| Loprofin Lasagne      | 49619            | 2 x 250 g   |
| Loprofin Flour Mix    | 49636            | 18 x 500 g  |
| Loprofin PKU Drink    | 49303            | 27 x 200 ml |
| Loprofin Crackers     | 49639            | 1 x 150 g   |
| Loprofin Cereal Loops | 49635            | 1 x 375 g   |
| Lp-fruity Æble/banan  | 53933            | 1 x 300 g   |



at the heart of healthcare