

INFATRINI

**Ernæringsmæssig komplet
ernæringsprodukt med
højt energi- og
proteinindhold.
Klar i brug.**

Infatrini er et energitæt, ernæringsmæssigt komplet ernæringsprodukt til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos spædbørn, som har nedsat vækst eller øgede ernæringsmæssige behov og/eller kræver væskerestriktion.

Anvendes til børn i alderen 0-18 mdr. eller op til 9 kg med en fungerende mave-tarm- kanal. En klar-til-brug færdigblanding.



Infatrini er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

Anvendelse

Infatrini kan bruges som sondeernæring, drik eller som berigelse kombineret med en anden mælke- erstatning eller mad. Flaskerne kan tilsluttes direkte til ernæringssæt eller hældes i sutteflaske, kop eller beholder. Brug rene eller steriliserede redskaber. Kontroller flaske og låg og omryst godt før brug. Hæld den ønskede mængde i en sutteflaske, kop eller beholder. **Infatrini** kan serveres ved stuetemperatur eller varmes til spisetemperatur svarende til 37°C. Hvis **Infatrini** opvarmes, kontrolleres produktets temperatur ved at dryppe et par dråber på håndledet, før barnet indtager det. **Infatrini** må ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da dette giver ujævn opvarmning med risiko for, at en del af indholdet bliver for varmt og herved kan forårsage forbrændinger.

Dosering

Som anbefalet af læge eller diætist. Kan anvendes som eneste ernæringskilde til børn fra 0-18 måneder eller op til 9 kg.

Forholdsregler

Må ikke anvendes intravenøst.

Kontraindikationer

Uegnet til børn med komælksallergi, laktoseintolerance eller galaktosæmi.

Holdbarhed

9 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken.

Opbevaring

Uåbnede flasker opbevares ved stuetemperatur. Efter åbning kan flaskerne opbevares i køleskab i op til 24 timer. Åbnet flaske, som opbevares ved stuetemperatur, bør anvendes inden for 4 timer og inden for 1 time ved indtagelse fra sutteflaske. Kasser altid mad, der er blevet tilovers. Ved sondeernæring er hængetiden maks. 4 timer for 125 ml flasken. Når 500 ml flasken er tilsluttet ernæringssættet (aseptisk håndteret, lukket system), har den en hængetid på maks. 24 timer. Når låget tages af flasken (anvendt i et åbent system) har flasken en hængetid på maks. 4 timer.

Bemærk

Modermælk er den bedste ernæring til spædbarnet. Skal anvendes under lægelig overvågning under fuld hensyntagen til, at alle ernæringsmæssige muligheder er blevet overvejet, herunder amning. Hvis modermælk ikke kan gives eller ikke er tilstrækkelig, er **Infatrini** en mulighed.

Ingredienser

Infatrini 125 ml

Demineraliseret vand, skummetkomælk, maltodextrin, vegetabiliske olier (solsikkeolie, kokosolie (**soja**), rapsolie, mellemkædede triglycerider (kokosolie, palmeolie, majsolie), laktose (fra komælk), galaktooligosakkarider (fra komælk), valleprotein (fra komælk), tørret mælkefedt, fiskeolie, calciumcitrat, fruktooligosakkarider, kaliumcitrat, surhedsregulerende middel (citronsyre), emulgator (mono- og diglycerider af fedtsyrer), olie fra *Mortierella alpina*, calciumphosphat, natriumchlorid, cholinchlorid, inositol, L-ascorbinsyre, calciumhydroxid, 2'-fukosyllaktose, kaliumchlorid, magnesiumkarbonat, kaliumhydroxid, dikaliumhydrogenphosphat, taurin, jernlaktat, natriumhydroxid, natrium-L-ascorbat, DL-a-tocopherylacetat, zinksulfat, cytidin 5'-monophosphat, L-carnitin, adenosin 5'-monophosphat, calcium-D-pantothenat, uridin 5'-monophosphatnatriumsalt, nicotinamid, inosin-5'-monophosphatnatriumsalt, kobbergluconat, guanosin-5'-mono-phosphatnatriumsalt, thiaminhydrochlorid, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, kalium- jodid, chromchlorid, pteroylmonoglutaminsyre, mangansulfat, phytomenadion, natriummolybdat, D-biotin, natriumselenit, cholecalciferol, cyanocobalamin.

Infatrini 500 ml

Demineraliseret vand, skummetkomælk, maltodextrin, vegetabiliske olier (solsikkeolie, kokosolie (**soja**), rapsolie, mellemkædede triglycerider (kokosolie, palmeolie, majsolie), laktose (fra komælk), galaktooligosakkarider (fra komælk), valleprotein (fra komælk), tørret mælkefedt, fiskeolie, calciumcitrat, kaliumcitrat, fruktooligosakkarider, surhedsregulerende middel (citronsyre), emulgator (mono- og diglycerider af fedtsyrer), olie fra *Mortierella alpina*, calciumphosphat, natriumchlorid, cholinchlorid, inositol, L-ascorbinsyre,

calciumhydroxid, 2'-fukosyllaktose, kaliumchlorid, magnesiumkarbonat, dikaliumhydrogenphosphat, taurin, jernlaktat, natriumhydroxid, kaliumhydroxid, natrium-L-ascorbat, DL-a-tocopherylacetat, zinksulfat, cytidin 5'-monophosphat, L-carnitin, adenosin 5'-monophosphat, calcium-D-pantothenat, uridin 5'-monophosphatnatriumsalt, nicotinamid, inosin-5'-monophosphatnatriumsalt, kobbergluconat, guanosin-5'-monophosphatnatriumsalt, thiaminhydrochlorid, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, kaliumjodid, chromchlorid, pteroylmonoglutaminsyre, mangansulfat, phytomenadion, natriummolybdat, D-biotin, natriumselenit, cholecalciferol, cyanocobalamin.

VAREINFORMATION

Næringsindhold pr. 100 ml

Energi		
	kJ	418
	kcal	100
Fedt (48,2 E%)		
- heraf mættede fedtsyrer		2,6
g		
-- MCT	g	1,5
- enkeltumættede fedtsyrer		1,9
g		
- flerumættede fedtsyrer		0,87
g		
-- linolsyre	mg	699
-- a-linolensyre	mg	66,6
-- arachidonsyre (ARA)	mg	25,6
-- docosahexaensyre (DHA)	mg	25,3
Ratio n-6:n-3		7,16:1
- heraf sukkerarter	g	5,9
-- laktose	g	5,33
Kostfibre (1,2 E%)		
- opløselige	g	0,58
-- 2'Fucosyllactose (2'FL)	mg	20
Kulhydrat (40,4 E%)		
Protein (10,2 E%)	g	10,1
Salt		

g 0,09

*Gælder 500 ml varianten

Produktnavn	Mediq varenr.	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Infatrini	7409068	193663	24 x 125 ml flaske
Infatrini	7409067	193713	12 x 500 ml flaske

Mineraler og sporstoffer

Natrium	mg (mmol)	35,6 (1,55)
Kalium	mg (mmol)	112 (2,86)/113 (2,90)*
Chlorid	mg (mmol)	76,2 (2,15)
Calcium	mg (mmol)	101 (2,52)
Fosfor	mg (mmol)	50,9
(1,64) Fosfat	mg (mmol)	84,8
(1,64)		
Magnesium	mg (mmol)	9,14 (0,38)
Jern	mg	1,20
Zink	mg	0,80
Kobber	mg	0,075
Mangan	mg	0,006
Molybdæn	µg	<8,00
Selen	µg	3,75
Krom	µg	<8,00
Jod	µg	19,0

Vitaminer

Vitamin A	µg	88,0
Vitamin D	µg	2,40
Vitamin E	mg (mg α-TE/ET)	2,52 (2,10)
Vitamin K	µg	6,70
Thiamin	mg	0,15
Riboflavin	mg	0,20
Niacin	mg (mg NE)	0,80
(1,51) Pantothensyre		mg
	0,80	
Vitamin B ₆	mg	0,11
Folinsyre	µg	16,0
Folat	µg	26,7
Vitamin B ₁₂	µg	0,30
Biotin	µg	4,00
Vitamin C	mg	14,0

Andet

Cholin	mg	31,4
L-Carnitin	mg	2,00
Inositol	mg	25,0
Taurin	mg	7,00
Nukleotider	mg	3,60
Osmolaritet	mOsmol/l	305
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	360
Vand	g	85