



LoFric-katetrar har vårt unika yttskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.¹

Mjuka kateterögon.

Avsedd användning

LoFric® hydrofil tappningskateter för engångsbruk är avsedd för ren intermitterande kateterisering av urinblåsan.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserad med etylenoxidgas. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong. 2 eller 4 konsumentförpackningar per transportförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning: Polyvinylpyrrolidon (PVP) och natriumklorid (NaCl).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Styckförpackning: Lackerat papper, laminerad film av polypropen (PP)/polyamid (PA)/polyeten (PE).

Produktsortiment

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Storlek
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vårt mål är att inspirera våra användare och ge dem större självförtroende och självständighet samt god hälsa och välbefinnande. Vi har varit branschledande i över 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, nu och i framtiden.

Wellspect. En verklig skillnad.

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök [Wellspect.se](https://www.wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://www.wellspect.se)

