

PRODUKTDATABLAD

LANSETT BD MICROTAINER 1,5MMX2,0MM BLÅ



LANSETT BD MICROTAINER 1,5MMX2,0MM BLÅ

Ny kontaktaktivert lansett fra BD. Ergonomisk design gir et godt grep om lansetten. Utformingen gjør at man kan lettere se hvor lansetten stikker. Lansetten er kontaktaktivert og utløses automatisk ved trykk mot huden. Etter aktivering sikres lansetten automatisk. 1,5mm, med 2,0mm stikkedybde (blå).

Varenr.	Tekst	Enhet
730671	Lansett BD Microtainer 1,5mmx2,0mm blå	200

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no