

# BD Venflon™ Pro Safety Infusionskanyl med säkerhetsskydd



- BD Venflon™ Pro Safety är en perifer IV-säkerhetskanyl som erbjuder alla de kliniskt bevisade fördelar som BD Venflon™ Pro erbjuder:
- "Back cut" slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning.
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar i venen vilket minskar risken för mekanisk flebit.
- Injektionsventil med snäpplock för säker och enkel hantering.
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden.

BD Venflon™ Pro Safety innehar dessutom ett avancerat säkerhetsskydd designat för att skydda vårdpersonal mot exponering av blodburna patogener som följd av oavsiktlig blodexponering eller stick- och skärskada:

- Ett stickskydd tillverkat av plast, utan vassa kanter, som efter aktivering omsluter hela kanylspetsen och är designad för att du inte skall kunna skada/rispa dig, varken på nålspets eller skydd.
- Ett stickskydd med unik design som kapslar in överflödigt blod och minimerar risken för att exponeras för det oavsiktliga blodstänk som kan förekomma vid aktivering av en infusionskanyl.



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr
22	0,9	25	Blå	50/500	393222
20	1,1	32	Rosa	50/500	393224
18	1,3	32	Grön	50/500	393226
18	1,3	45	Grön	50/500	393227
17	1,5	45	Vit	50/500	393228
16	1,8	45	Grå	50/500	393229
14	2,0	45	Orange	50/500	393230



**reddot design award**  
best of the best 2008

I mars 2008 tilldelades BD och BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyl med säkerhetsskydd desingerpriser: "red dot: best of the best" award. Red dot design award uppmärksammar framstående designkvalitet och nytänkande från en mängd olika industrier och produktområden. En internationell jury utser vinnarna av högsta designkvalitet efter en detaljerad utvärdering av olika kriterier, exempelvis grad av förnyelse, funktionalitet, ergonomi, livslängd, ekologisk kompatibilitet samt tydlighet i funktion.

#### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™,  
Bariumsulfat  
Övriga delar: Polyeterimid,  
Polypropylen, Polyetylen, Polyester  
Silikon, Silikonolja

#### Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:  
Tyvek-laminat  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringmetod

Strålsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com