

PRODUKTDATABLAD

EKG ELEKTRODE RED DOT 2228 KORTTID TRYKKNAPP



EKG ELEKTRODE RED DOT 2228 KORTTID TRYKKNAPP

3M Red Dot elektrode 2228 er en lett og liten elektrode for korttidsovervåking, med trykknapp. Tynt skummateriale, lett å håndtere og fjerne. Hudvennlig og behagelig for pasienten. Gir raske og pålitelige signaler. 30-dagers holdbarhetsgaranti ved åpnet pose. 3 dagers brukstid og brukervennlige forpakninger.

Varenr.	Tekst	Enhet
727426	EKG elektrode Red Dot 2228 korttid trykknapp	50

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no